

スタートアップガイド

オムロン 体重体組成計 HBF-253W をお使いになる前に
スマートフォンまたはパソコンでの初期設定*が必要です。
以下の手順でおこなってください。




*初期設定とは、会員登録・機器設定・Wi-Fi設定です。
通信環境のセルフチェックをしてください。—————>

通信環境のチェックはこちら
<http://wlm.jp/wifi/>



STEP 1 電池カバーを外し、本体に電池をいれてください。



電池ボックス内に専用ケーブル差込口があります。
Wi-Fi設定時に専用ケーブルを差し込む必要がありますので、
電池カバーはまだ閉めないでください。

STEP 2 初期設定を以下どちらかの方法で開始してください。



スマートフォンで設定する場合

- 1 次のサイトにアクセスする
<http://wlm.jp/> 
- 2 「からだグラフ」アプリをダウンロードする
重要 既にアプリをお使いの方は、最新のバージョンに更新をしてください。
- 3 アプリを起動し、ログインする
重要 会員登録されていない方は、アプリをダウンロードの後、会員登録をしてください。
既に会員の方は、お使いのIDでログインしてください。



パソコンで設定する場合

- 1 次のサイトにアクセスする
<http://wellnesslink.jp/>
- 2 ログインする
重要 会員登録されていない方は、会員登録をしてください。
既に会員の方は、お使いのIDでログインしてください。
- 3 「機器の設定」に進み、「機器の追加」、「体重体組成計」、「HBF-253W」をクリックする
新規会員登録をされた方は、会員登録に引き続いて機器登録画面にすすんでください。
- 4 Wi-Fi設定ソフトをインストールする
画面の指示にしたがってソフトをダウンロードし、インストールを実行してください。

裏面のSTEP 3、STEP 4に続きます。


STEP 3 機器登録(機器設定・Wi-Fi設定)をしてください。

- 1 機器登録を開始する(パソコンで設定する場合は、3 Wi-Fi設定をするへ進みます)
アプリ画面の指示にしたがって、開始してください。既にアプリをお使いの方は、設定メニューから「機器設定」、「機器追加」、「体重体組成計」、「HBF-253W」を選択し、設定を進めてください。
- 2 機器設定をする
アプリ画面の指示にしたがって、お使いの地域、ユーザー(イニシャル)を設定してください。
- 3 Wi-Fi設定をする
アプリ画面の指示にしたがって、設定を進めてください。音声通信を行う専用ケーブルを使う場合と、専用ケーブルを使わない場合が選択できます。お使いのスマートフォン・パソコンのイヤホンジャックが対応していない場合や、ケーブルを紛失された場合は、「→専用ケーブルがない場合はこちら」を選択します。

専用ケーブルを使う場合

音声通信により、設定を行います。マイクへのアクセス許可、音量の調整、サウンド設定の変更等が必要な場合があります。

- ① 体重体組成計とスマートフォン・パソコンを専用ケーブルを使って接続する
体重体組成計は電池ボックス内に専用ケーブル差込口があります。




- ② アプリ画面の指示にしたがって、設定を進めてください
アプリ画面で「設定が完了しました」と表示されたら、設定完了です。専用ケーブルを接続している場合は、ケーブルを抜いてください。

専用ケーブルを使わない場合

お使いの無線LANルーターにWPS機能が必要です。WPSに対応しているかどうかは、無線LANルーターの取扱説明書等をご確認ください。

- ① アプリ画面の指示にしたがって、体重体組成計のPIDを入力する
PIDは電池ボックス内に記載しています。



- ② アプリ画面の指示にしたがって、設定を進めてください
「OK」が表示されたら、設定完了です。

重要

何度試しても途中でエラーが出たり、「設定が失敗しました」と表示される時は、同梱資料の「Wi-Fi設定がうまくいかない時は」又はアプリのヘルプをご確認の上、再度お試しください。お使いの無線LANルーターがWPS対応の場合は、専用ケーブルを使わない場合をお試しください。

STEP 4 機器設定で入力したユーザー(イニシャル)を選択して測定してください。

- 1 本体表面の〔〕に触れて電源を入れ、〔◀〕〔▶〕でユーザー(イニシャル)を選択し、〔〕に触れて確定してください。
自動認識機能を使用するために測定し、体組成のデータを機器に登録させます。
体組成の測定のしかたは、取扱説明書の「正しい測定のしかた」(11ページ)をご確認ください。