

血圧管理の手引き

——血圧の測り方・役立て方——

●目次

血圧の基礎知識

- 1. 血圧測定は健康管理の第一歩です 3
- 2. 血圧とは血液が血管の壁におよぼす力 4
- 3. 血圧は敏感、いろいろと変わります 5
- 4. 血圧は自分で測った方が正確です 6
- 5. ちょうどいい血圧とはどれくらいか 7

血圧測定の基本

- 1. 血圧値は必ず記録しましょう 9
- 2. 測る前は静かにリラックスして 10
- 3. お目覚めどきの血圧値がいちばん 11
- 4. 異常値が出たら3～4回測ってみる 12

OMRON電子血圧計HEM-6の使い方

- 1. ご使用前の準備 14～17
- 2. 測定はこのように 18～20
- 3. 測定の重要なポイント 21～24

OMRON® **電子血圧計**
HEM-6

血圧の基礎知識

- 血圧測定は健康管理の第一歩です
- 血圧とは血液が血管の壁におよぼす力
- 血圧は敏感、いろいろと変わります
- 血圧は自分で測った方が正確です
- ちょうどいい血圧とはどれくらいか

体温計は家庭の常備品です。体の異常を体温というバロメータでとらえ、お医者さまにかかるべきかどうかを知る、ひとつの目安とされています。


最近、血圧計が健康管理の必需品として注目されはじめてきました。血圧の異常が健康を守る上で、大きな問題となっているからです。高血圧は厚生省の統計によりますと、40才以上では全国で807万人にも達し、約3人に1人といういわば国民病。

わが国の3大死亡原因のうち、脳卒中や心臓病は、高血圧がその原因の重要な基礎になっています。高血圧を予防することは、すなわち、血圧管理をはじめることからはじまります。とくに中年からは年齢とともに血圧が高くなる傾向がみられます。日常の健康管理の第一歩として、血圧測定は非常に重要です。



血圧とは 血液が血管の壁におよぼす力

私たちの体の血液は、酸素や栄養素などを全身に送りとどける役割をしています。逆に、全身から炭酸ガスや老廃物などを肺や腎臓へ送り、体外へ排出します。血液はそういう有用、無用の物質のいわば「運び屋」です。ポンプ作用の心臓から押し出された血液は、わずか27秒で全身をまわり心臓へ戻ってきます。心臓は、当然、送り出すための圧力が必要で、この力がつまり血圧です。



最高血圧とは、心臓が最も収縮して血液をしぼり出したときの血管内の圧力をいい、最低血圧とは、心臓が最も拡張して血液を吸いこむときの血管内の圧力をいいます。この血圧がうまく調節されるしくみになっていますが、このしくみが狂うと、血圧が高すぎたり、低くすぎたり、異常値を示すようになります。

血圧は敏感 いろいろと変わります

血圧は決して固定したものではありません。一日のうちでも、睡眠中はいちばん低く、目覚めてからしだいに高くなり、午後3時ごろが最も高く、それから徐々に低くなります。ちょっとした心の動きにも変動します。怒ってイライラしたり、なにか心配ごとをしたり、会議の激論で興奮したりすると、きまって高くなるのです。また、寒かったりムシムシしたりすると高くなるし、トイレをがまんしたときや激しい運動のあとも高くなります。

夏より冬が、女性より男性が、若者より中高年が高くなるなど、季節・性別・年齢にも左右される、これが血圧の性格です。その意味からいえば、血圧の絶対的な正常値というものはなく、一人一人が一定期間継続的に測定することによって、自分の血圧値をつかむことができるのです。




血圧は自分で測った方が正確です

先に説明しましたように、血圧はまるで生きもののように変動します。当然のことながら、測定のみかた、測定するときの環境、精神状態にも左右されることなどから、血圧測定のある方については、従来から専門の先生の間でも、いろいろ問題点が指摘されました。

病院の先生の前だと、身構えたり、緊張したり、ふだんより値が高く出ることも少なくないわけです。最近では、血圧の測定はリラックスできるわが家で、そして自分で測るよう指導される先生が多くなりました。「正確な血圧を知ろうと思えば、家庭での測定しかない」とさえおっしゃる先生もあるくらいです。

自分の本来に近い値をつかむためには、自己測定をすることであり、ここに血圧管理と健康管理のつながりと、意義があります。



ちょうどいい血圧とはどれくらい

血圧が正常か異常かをきめる目安はなにかといえ、いろいろな年齢のたくさんの人の血圧を測り、その平均値がひとつのモノサシとなっています。日本人の場合は、厚生省の調査によると、下の表のようになっています。一般にいわれている年齢プラス90が正常値という常識は必ずしも正しくありません。血圧には個人差があり、この平均値が自分の正常値とはいきれないわけです。

日本人の年代別平均血圧 〔厚生省 国民栄養調査〕	年齢(才)	(男 子)		(女 子)	
		最高血圧	最低血圧	最高血圧	最低血圧
	20~24	128±14	75±13	121±13	72±12
	25~29	128±14	75±12	122±15	73±12
	30~34	129±16	77±14	124±15	75±12
	35~39	130±18	79±15	127±17	78±13
	40~44	132±19	81±14	132±20	80±13
	45~49	136±22	83±14	140±26	84±16
	50~54	144±26	87±16	147±28	86±15
	55~59	150±27	88±16	150±28	88±16
	60~64	156±28	91±16	158±30	90±16
	65~69	158±30	89±17	166±30	91±15
	70以上	165±32	89±17	171±31	91±16

世界保健機構(WHO)では、血圧判定の基準をつぎのように定め、現在世界的に用いられています。正常血圧は、最高血圧が90~139ミリの間で、最低血圧が90ミリ未満。高血圧は、最高血圧が160ミリ以上で、最低血圧が95ミリ以上。正常血圧と高血圧の間に、右表に示すように境界域高血圧という基準があります。


	最高血圧	最低血圧
高血圧	160mmHg以上	95mmHg以上
境界域高血圧	140~160mmHg	90~95mmHg
正常	90~140mmHg	90mmHg未満
低血圧	90mmHg未満	—

(WHOの基準)

血圧測定の基本

- 血圧値は必ず記録しましょう
- 測る前は静かにリラックスして
- お目覚めどきの血圧値がいちばん
- 異常値が出たら3～4回測ってみる

人それぞれによっても血圧は違うと同時に、同じ人でも、常に変化しています。それだけに自分で血圧を管理していく上で、家庭での測定が大事になってきます。そして、測った結果は、自分の体の大切な資料です。必ず記録しておきましょう。また測ったときの状態とか、家庭などで起ったいろいろな出来事も、あわせて記載しておくこと、血圧の上がり下がりとの関係がはつきりします。医師の診察をうけるさいはこのデータを持参してください。自分で血圧チェックして、たとえ高い低いがあっても、自分で勝手に判断するのは禁物です。血圧の自己測定それ自体は、高血圧の治療ではなく、測定結果の判断はいっさい医師に相談するようにしましょう。



測る前は静かにリラックスして

血圧はほとんど上腕の部位で測られますが、それは腕の太さがだいたい一定していること、動脈が比較的表面を走っていることなどの条件から、肘関節のやや内側の上、上腕動脈部で測るのがよいとされています。そして、腕を出して測ればよいというものではありません。

シャツをたくし上げてシャツが腕をしめつけないように気をつける、しめつけると値が低く出やすいのです。また、測る前は、「血圧が上がったらどうしよう」などと考えたり、仕事などの心配ごとをしたり、家庭内のトラブルを思い出したりしては、血圧が上がるモトです。

静かにリラックスした気分で、そして1分間くらいゆっくりと深呼吸すれば、血圧も落ちつきます。測り方が悪ければ、なんの役にもたたないのが血圧値です。



お目覚めどきの血圧値がいちばん

この微妙で動揺しやすい血圧を、いつ、どんな状態のとき測るのがいいのでしょうか。朝おきてから、1時間くらい食事をせずに安静にしたあとで測った血圧を「基礎血圧」といい、これがその人の最も低い血圧ということになります。一日のうちでも血圧は常に変っていますから、真の血圧を測定するためには、なるべく朝のうち、とくに目覚めたときの基礎血圧を測定するようにしましょう。



日中に測る場合でも、測定前30分間くらいは運動しないこと、喫煙や飲食もさけることです。

日常生活での血圧チェックをつづけるときは、できるだけ同じ時刻に、同じようなコンディションで測れば、自分の血圧の動きをより正確につかむことができます。

異常値が出たら3~4回測ってみる

血圧を自分で測る上でいちばんいけないのは、測定のため、上がった！下がった！と一喜一憂することです。神経質になることは、最もよくないことなのです。ですから、1日目の測定でふだんより異常値が出たからといって、心配したり、あわてたりしないようにしましょう。ちょっとした心の動きでも変動する血圧ですから、一度測っただけで、ほんとうの値はわからないのがあたりまえです。




異常値が出たら、5分以上時間をおいたのち、さらに測定し、同じように異常値であれば、自分の血圧記録カードをもって、病院に相談しましょう。

専門家から生活指導をうけ、それにふさわしい生活を考えていく。これが血圧コントロールする理想的な姿であり、いまわしい病気の予防につながります。

OMRON® 電子血圧計 HEM-6の使い方

- ご使用前の準備
- 測定はこのように
- 測定の重要なポイント

■各部の名称






ご使用前の準備

① 電源に乾電池使用の場合

● 収納のキャリングケースの中に単3乾電池が4本はっています。本体裏面側の電池カセットをはずし、カセット内側の⊕⊖の記号にしたがって、電池をはめこみます。

● 電源スイッチを入れると本体のチェックメータが振れます。乾電池でご使用になる場合、指針が図のようにメータの緑の部分にあれば、電池電圧は正常ですが、赤の部分にさがっているときは、電池4本とも全部交換してください。



② 電池の寿命のチェックは


● ACアダプタのコードが血圧計に接続されていないことを確かめてから、電源スイッチを入れてください。ACアダプタのコードが接続されていると、電池は作動しませんから、必ずはずしているかどうか、お確かめください。

● 腕帯についているマイクロホン・コードを血圧計の本体からはずすと、電源スイッチを入れても作動しません。これは使用後の電源スイッチの切り忘れによる電池の消耗を防止するための機構です。使用後は必ず電源スイッチを切るか、または、このマイクロホン・コードをはずすようにしてください。




③ 電灯線を電源に使用する場合

● 付属のACアダプタのコードを血圧計本体の裏側ソケットに接続し、アダプタ本体をACのコンセントに差しこんで、電源スイッチを入れてください。なお、ACアダプタは必ず付属の専用アダプタをご使用ください。




④ マイクロホン・コードとゴム管の接続

● 腕帯からでてくるマイクロホン・コードおよびゴム管を本体下部のソケットにそれぞれ接続します。ゴム管コネクタを接続するときは、ねじるように押しこんでください。




⑤ 上腕部の動脈位置の確認

● 上腕部の動脈の位置を確かめましょう。上腕部の肘関節の内側の上あたりを、脈拍をみる要領で指を強くあてながら探しますと、脈動を感じる場所があります。ここが動脈の位置ですが、個人差がありますから、一番強く感じる位置を探してください。




⑥ 腕帯の装着をていねいに

● 腕帯には聴診器の働きをする特殊な(採音ボックスとマイクロホン)が縫いこまれています。そして、腕帯の表の青いリボンの表示マークが、その採音部です。先ほど探した動脈位置に、集音部がピッタリとあたるように、腕帯を巻いてください。腕帯には、やわらかいリングが入っていますから、ひとりで簡単に巻くことができます。肘関節に巻きますと、採音部のあてるべき位置がずれて、正しい測定ができません。必ず肘関節の上部内側にマイクロホンがあたるよう装置してください。



⑦ マイクの高さは心臓の高さに

● マイクロホンの位置が心臓と同じ高さになるように、肘をテーブルの上に置き、肘より先は力を抜いて、テーブルの上に伸ばします。測定中はこの腕を動かさないでください。



測定はこのように

① 定速排気の調整つまみをセット

● 定速排気調整つまみは、加圧した空気を一定速度で自動的に排気するよう調整するつまみです。右にまわすとゆっくりと、左にまわすと急速に排気します。排気をゆっくりすると、メーターの指針の動きもゆっくりとなり、逆に排気を早くすると指針の動きも早くなります。

ご自分で、メータ指針の読みやすい排気速度にセットしてください。つまみを中央にセットすると、1秒2～3mmHgの標準的なスピードです。



② ゴム球を押して加圧


● 血圧計本体を見やすい位置に置いて、いよいよ電源スイッチを入れてください。

● ゴム球をキュッキュッと押して加圧し、ご自身の普段の最高血圧より20～30mmHg高い値いまで加圧し続けてください。



③ 加圧終了→自動定速排気→測定

● 加圧を止めてからすぐランプが点滅するとき、最高血圧がもっと高い値であることを示していますから、さらに加圧を必要とします。



● 加圧を止めると自動的にゆっくりと排気しはじめます。最高血圧と最低血圧の測定読みとりは、この排気途中に、ランプと電子音の点滅のときの、メータ指針の目盛を読みとる方法で行ないます。

● 排気を続け、最初にランプが点灯して、電子音が鳴りはじめるときのメータ指針の示す目盛が**最高血圧**です。

● さらに排気を続けると、脈拍に合ったランプの点滅が続き、やがて点滅なくなります。この点滅終了のときのメータ指針の示す目盛が**最低血圧**です。このとき電子音も鳴りやみます。




④ 電子音が必要でないとき

● OMRON電子血圧計HEM-6は、ランプの点滅と電子音の両方で血圧の表示を行ないますが、必要に応じて電子音を消し、ランプの点滅だけにすることもできます。

● 本体前部の右側についているスイッチをOFFにしますと電子音は鳴りません。ランプの点滅だけで血圧値を知らせます。

● また、スイッチをONにしますと、ランプの点滅と電子音の両方で血圧の表示を行ないます。




OFFにすると電子音は鳴りません。

⑤ ボタンを押して急速排気

● 最低血圧を読み終えたら、バルブを押して急速に排気してください。

● 本体の電源スイッチを切つてから、マイクロホン・コードとゴム管をはずし、腕帯をとって元のようにソフトケースへ収納し、保管してください。



1

腕帯は上腕に平行にぴったりと巻けていますか？



図のように上腕に対して不均一な巻き方をすると、最高血圧も最低血圧も高めになるおそれがあります。

また、必要以上に、“ゆるく”巻くと、加圧したときにマイクロホンが動脈上にあたらなかったり、不均一な巻き方になり、正しい血圧測定ができません。

腕帯に入っているリングに沿って、平行にぴったりと上腕に巻いてください。

2

腕帯の中に入っているマイクロホンが正しく動脈上にありますか？

マイクロホンが動脈位置からずれると、マイクロホンに入る血管音が弱くなるため、最高血圧が、低く、最低血圧が高い結果になります。腕帯を腕に沿って回転させるようにすると、簡単に位置の調整ができます。

3

腕帯内のマイクロホンの位置が心臓と同じ高さにありますか？

1cmずれると約0.7mmHgの誤差が生じるとわれています。例えば、上腕を水平にして測ると、心臓との高さの差は約20cmになり、約15mmHg低くなります。

4

全身の力を抜いてゆったりとした姿勢をとっていますか。

肩から先の力は抜いてください。また、上着やシャツをたくしあげて測定すると、腕帯と同じような圧力を加えることになり、血圧値は低めになる傾向があります。たくし上げた部分に腕帯の端があたって、正しく巻けないこともおこります。

5

加圧は急速に行なう必要がありますが正しく加圧されましたか？

ゆっくり加圧すると、上腕から手先にかけての血液量が多くなり“うっ血”を生じやすくなります。そのため、血管音が弱くなり、最高血圧が低く、最低血圧が高めになる傾向があります。

6

排気の速さは適切ですか？

排気は1秒(または脈拍1回)につき2~3mmHgの速さで行なってください。速すぎるとメータの目盛を読むときに誤差が生じます。加圧は急速に(5秒以内)、排気はゆっくりと(2~3mmHg)が送排気のコツです。

7

繰返し測定

何度も繰返し測定すると腕がしだいに“うっ血”してきます。そのため、血圧値もばらつきが大きくなります。繰返して2~3度測定することは大切なことですが、5分以上は腕を休ませてから測定してください。腕を上方に上げることも“うっ血”を防ぐ良い方法です。



8

特異体質の方

●不整脈のある人は、血圧値がばらつきやすい傾向があります。繰返し測定して、正しい血圧を知ってください。

●特に高血圧の人は、最高血圧と最低血圧の間でランプの点滅がなくなることがあります。

医学的には聴診間隙現象といい、注意深く排気を続けてください。ふたたびランプは点滅しはじめます。

●仕様

形式：HEM-6

方式：リバロッチ・コロトコフ法

圧力計：アネロイドマノメータ

血圧表示：

最高血圧／ランプ点滅および電子音発振開始

最低血圧／ランプ点滅および電子音発振終了

測定範囲：20～300mmHg

1目盛：2mmHg

電源：DC6V 単3乾電池4本

AC100V ACアダプタ使用

電源表示：チェック・メータによる

外形寸法：本体136mm×140mm×101mm

腕帯 540mm×140mm

