

取扱説明書

品質保証書付き

OMRON
5328662-8H

オムロン電子体温計 MC-842L 口中用

医療機器認証番号:222AGBZX00005000

けんおんくん

4桁表示の婦人用
便利な基礎体温表付き

■このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

■安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

■本書は、いつもお手元においてご使用ください。

■本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

〈付属品〉

●収納ケース

All for Healthcare

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

■警告、注意について

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

■図記号の例

- 記号は強制（必ず守ること）を示します。（左図は“必ず守る”）
- 記号は禁止（してはいけないこと）を示します。（左図は“禁止”）

警告

測定中に体温計の近く（30cm以内）で携帯電話やスマートフォンを使わないでください。正しい検温ができません。病気が悪化する原因になります。

検温結果の自己診断や治療は危険です。医師の指導に従ってください。自己診断は、病気が悪化する原因になります。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけでのご使用はさけてください。自分で無理に測ろうとしてけがをする原因になります。

電池や電池カバーは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が電池や電池カバーを飲み込む恐れがあります。飲み込んだときは、すぐ医師の治療を受けてください。

人の検温以外に使用しないでください。動物などを無理に測ろうとすると、暴れてけがをする原因になります。

本商品は口中用の体温計です。それ以外（わきや耳など）で検温しないでください。正しい検温ができません。耳などを傷つける原因になります。

本体が水などでぬれた状態で測定しないでください。正しい検温ができません。病気が悪化する原因になります。

注意

電池の⊕⊖極を正しく入れてください。発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。

指定の電池を使ってください。発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。

長期間（3ヵ月以上）使用しないときは、電池を取り出しておいてください。漏液、発熱、破裂などを起こし、機器を破損させる恐れがあります。

本体を噛まないでください。事故や故障の原因になります。

複数の人で併用しないでください。病原菌の感染する原因になります。

電池を加熱したり、火の中に入れたりしないでください。破裂などにより、けがの原因になります。

電源が入ったまま、電池交換を行わないでください。けがや本体故障の原因になります。


強い静電気や電磁波のある場所で使用しないでください。検温値に誤差が生じたり、故障の原因になります。

分解や修理、改造をしないでください。検温値に誤差が生じたり、故障の原因になります。


体温計の正しいあてかた

体温計を正しくあてて測らないと、精度の高い検温値が得られない場合があります。


●舌下のつけ根の左右どちらかにあてる



●舌で体温計を密着させて口を閉じる



●体温計がずれないように手で支える
●検温中は口を開かない
口で呼吸しない



基礎体温を正しく測るために

●目が覚めたら、すぐ床の中で測る。
飲食しない。起き上がらない。

●毎朝、できる限り同じ時刻に測る。


●毎朝、感温部を舌下のつけ根の同じポイントにあてて測る。

●検温中は口を開かない。
口で呼吸しない。

●検温後、基礎体温表に記入する。

体温の測りかた（検温）

1 電源を入れる




2 「L」が表示されたら、感温部を舌下のつけ根にあて、口を閉じる




【こんなときは】
外気温（周囲環境温度）が32℃を超えると感温部が温まり、温度を表示する場合があります。この場合は、感温部をよく絞ったぬれタオルなどで冷やしてから検温してください。

3 電源を入れてから約5分たつと、「ピピピピ」と3回鳴るので、検温結果を確認する



4 電源を切って、収納ケースに入れる



故障かな?と思ったら…

■検温値がばらつく

ここを確認する	処置のしかた
・感温部をあてるところが検温するたびに変わっていませんか。 ・検温中に体温計が動いていませんか。 ・検温中に口を開けていませんか。	「体温計の正しいあてかた」、「基礎体温を正しく測るために」を確認してください。

■思ったより検温値が高いと思ったとき

ここを確認する	処置のしかた
外気温が32℃を超えていませんか。	感温部をよく絞ったぬれタオルなどで冷やしてもう一度測り直してください。

■電源スイッチを押しても表示部に何も表示されない

ここを確認する	処置のしかた
電池の⊕⊖の向きが間違っていないですか。	電池を正しく入れ直してください。
・電池が消耗していませんか。 ・表示部に「X」が表示されていませんか。	新しい電池（LR41）と交換してください。

■検温準備中に「37.00℃」が出ない

ここを確認する	処置のしかた
「36.95℃」～「37.05℃」が表示されている。	そのままご使用いただけます。
電源を入れ直しても何度も「36.95℃」～「37.05℃」以外が表示される。	故障の可能性があります。オムロンお客様サービスセンターへお問い合わせください。

■検温値以外が表示されたとき

表示	表示の原因	処置のしかた
L	感温部の温度が32℃未満のときに表示されます。	エラーではありません。そのまま検温を続けてください。
H	感温部の温度が42℃を超えるときに表示されます。	感温部を、よく絞ったぬれタオルなどで冷やしてもう一度測り直してください。

未永くご使用いただくためのお願い

故障の原因となりますので、下記の注意をお守りください。

- 人の検温以外には使用しないでください。
- 本体や収納ケースに強いショックを与えたり、落としたり、踏んだり、振動を与えたりしないでください。
- 水気が付いたままケース内に収納しないでください。必ず、乾いた布でふき取ってください。

仕様

医療機器 認証番号	222AGBZX00005000	体温表示	4桁+℃表示、0.01℃毎
類 別	機械器具 16 体温計	測定精度	±0.05℃ (35.00～38.00℃)、 ±0.1℃ (32.00～34.99℃および 38.01～42.00℃)※標準室温23℃ にて恒温水槽で実測定した場合
一般 的 名 称	電子体温計	測定範囲	32.00～42.00℃
医療機器 分 類	管理医療機器	使用環境 温 湿 度	周囲温度：+10～+40℃、 相対湿度：30～85%RH
販 売 名	オムロン電子体温計 MC-842L	保管環境 温 湿 度	周囲温度：-20～+60℃、 相対湿度：30～95%RH
耐用期間	5年	防 水 性	JIS T 1140に定められた防湿性に準ずる
電源電圧	DC 1.5V (アルカリマンガン ボタン電池 LR41×1個)	本体質量	約 12 g (電池含む)
消費電力	0.1mW	外形寸法	幅19.4×長さ132.5×厚さ10.0 mm
電池寿命	約 5000 回 (実測：5分)	付 属 品	●お試用電池 (アルカリ マンガンボタン電池 LR41×1個) ●収納ケース ●取扱説明書 (医療機器添 付文書・基礎体温表・品 質保証書付き) ●EMC 技術資料
電撃保護	内部電源機器 ※B形端子 (感温部・プローブ)		
感 温 部	サーミスタ		
測定方式	実測		

オムロン健康商品・修理・別売品・消耗品に関するお問い合わせは
オムロンお客様サービスセンター
受付時間 9:00～19:00 月～金 (祝日を除く)
都合によりお休みをいただいたり、受付時間等を変更させていただくことがありますのでご了承ください。
ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>
※通債料はお客様ご負担となります。(別売品・消耗品は、インターネットでもお求めいただけます。)

製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町9ノ坪 53 番地

使い終わったら

体温計は、いつも清潔にお手入れしてください。

- 激しく水をかけたり長時間水につけたままにしないでください。
- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみ込ませた布をかくた絞ってふき取った後、やわらかい布でからふきしてください。
- 下記のことを守ってください。故障の原因になります。
 - ・汚れを落とすときは、ペンシン、シンナーなどを使用しないでください。
 - ・本体内部に、水などが入らないように注意してください。
 - ・体温計の感温部を、長時間アルコールに浸したり、熱湯（50℃を超える湯）で消毒しないでください。
 - ・超音波洗浄をしないでください。

体温計は、収納ケースに入れて保管してください。

- 下記のようなところには保管しないでください。故障の原因になります。
 - ・水のかかるところ。
 - ・高温多湿のところ、直射日光があたるところ、暖房器具のそば、ほこりの多いところ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
 - ・傾斜、振動、重圧、衝撃のあるところ。
 - ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

電池の交換のしかた

お買い求め時は、本体にお試用電池が入っています。お試用電池は、電池寿命の回数以内に切れることがあります。


使用電池:アルカリマンガンボタン電池 LR41(市販品)
お試用電池の表示は「LR41」とは異なる場合がありますが、交換の際は「LR41」をお買い求めください。

電池交換表示

電源を入れたときに右図の表示が出たら、電池を交換してください。

交換のしかた

※本体が水にぬれているときは、電池カバーを外さないでください。



- 使用推奨期限の過ぎた電池を使わない。
- 使用済み電池・本体の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。

品質保証書	
販売名	オムロン電子体温計 MC-842L
ご芳名	
ご住所	
TEL	()
※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。	
お買い上げ店名	㊟
住 所	TEL ()
お買い上げ年月日	年 月 日
製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社	
〒617-0002 京都府向日市寺戸町9ノ坪 53 番地	

